

Procédure de recherche des béliers pour OviTest

Cette fiche a pour but d'expliquer la procédure pour saisir, dans **Venus Pocket**, la liste des béliers pour OviTest et de les retrouver en bergerie.

Création de la liste des béliers

1. *Divers* → *Gestion Tables* → *Lot*
2. Appuyer sur le bouton *Nouveau*
3. Appuyer sur *Libellé Lot* et saisir « *Beliers pour OviTest* »
4. Appuyer sur le bouton *Valider* pour enregistrer ce lot
5. Retourner au menu principal en appuyant sur la croix en haut à droite
6. *Inventaire* → *Gestion Lots* → *Agneaux*
7. Appuyer sur le bouton *Choisir les colonnes*
8. Décocher *Numéro du Lot* (affichage du numéro du lot auquel l'agneau appartient)
9. Cocher *Choix Lot* et Choisir le lot « *Beliers pour OviTest* »
10. Cocher *Par défaut* en face *Choix Lot* (cette option permet de cocher automatiquement l'agneau « bippé » pour ce lot)
11. Appuyer sur le bouton *Valider*
12. Cocher chaque agneau pour ce lot (double appuie ou saisie du numéro de travail avec *Rech. Agneau* ou lecture du transpondeur avec *Lecture continue* ou les boutons de scan)
13. Appuyer sur le bouton *Valider* à la fin de la saisie de la liste

Recherche des béliers en bergerie

1. *Saisie Consultation* → *Chantier Tri* → *Agneaux*
2. Appuyer sur *Agneaux et lots*
3. Appuyer sur le lot « *Beliers pour OviTest* »
4. Appuyez sur le bouton *Afficher*
5. Appuyer sur *Lecture continue* pour lancer la recherche des béliers (le Psion « bippera » quand il lira la boucle d'un agneau concerné)